

Formulario Base

Cognome		☐ F ☐ M
Nome		Data di nascita
Indirizzo Via, Nr.		
CAP/NPA	Località	
Telefono	Vostro numero di riferimento	
E-Mail		
c/o (rappresentante legale)		

Data del prelievo	Ora	Altezza (cm)	☐ Gravidanza SDG Giorni
Visto		Peso (kg)	+
Motivo della richiesta ☐ Malattia ☐ Infortunio ☐ Prevenzione ☐ Gravidanza			
Dati clinici / Quesito diagnostico			

Richiedente

Referto

☐ Urgenza ☐ Telefono ☐ Parziale ☐ Interpretazione
☐ Copia al paziente
☐ Copia ad altri:

Fatturazione

☐ Cassa Malati ☐ Paziente ☐ Richiedente ☐ Altri

Assicurazione:

Nr. assicurato (per invalidità: numero di caso e AVS):

Ulteriori informazioni :

Materiale

S Siero con Gel separatore	FP Plasma fluoruro	Sp Urina spontanea nativa	St Feci native
NS Siero nativo (senza Gel)	FV Sangue intero fluoruro	SpHCl Urina spontanea con HCl	
EP Plasma EDTA	HP Plasma eparinato	24 Urina nelle 24 ore, nativa	
EV Sangue intero EDTA	HV Sangue intero eparinato	24HCl Urina nelle 24 ore con HCl	
CP Plasma citrato (1:10)	SS Siero per oligoelementi		
CV Sangue intero citrato (1:5)	SH Eparina per oligoelementi		

☐ Refrigerato
☐ Congelato
☐ Protetto dalla luce
☐ A digiuno
☐ Prelievo di sangue al mattino

☐ Corretto
☒ Errato

Ematologia	Chimica clinica	Fegato e Pancreas	Diabete e Metabolismo del glucosio
Emogramma EV ☐ Emogramma ridotto (Emogramma II) EV ☐ Emogramma completo (Emogramma V) EV ☐ Reticolociti EV ☐ Differenziazione leucocitaria (microscopia) Coagulazione di routine CP ☐ Coagulazione (aPTT, Quick/INR, Tempo di Trombina, Fibrinogeno) CP ☐ Quick/INR CP ☐ aPTT CP ☐ Tempo di Trombina (TT) CP ☐ Fibrinogeno (secondo Clauss) CP ☐ D-Dimero Anticoagulato: Si: ☐ No: ☐ Anticoagulante: _____ Anticoagulanti CP ☐ Attività Anti-Xa: UFH Immunoematologia EV ☐ Gruppo sanguigno/ RH° ☐ Tessera al paziente ☐ Tessera al medico curante EV ☐ Ricerca anticorpi ° Profilassi anti-D: ☐ No ☐ Sì, Data: _____ EV ☐ Coombs diretto ° Importante: Il campione deve essere contrassegnato con nome, cognome e data di nascita.	Inflammatione S ☐ Proteina C-reattiva S ☐ Procalcitonina ° S ☐ Interleuchina-6 CV ☐ Velocità di eritrosedimentazione (VES) Elettroliti S ☐ Calcio (corretto per l'Albumina) S ☐ Cloro S ☐ Potassio S ☐ Magnesio S ☐ Sodio S ☐ Fosfati Metabolismo del ferro e Anemia S ☐ Saturazione transferrina ★ S ☐ Ferritina S ☐ Indice di ferritina ° S ☐ Rec. solubile transferrina° S ☐ Aptoglobina ° S ☐ Ac. folico nel siero ★ EV ☐ Ac. folico eritrocitario S ☐ Vitamina B12 S ☐ Vitamina B12 attiva (Holo-TC) S ☐ Acido metilmalonico ° Reni S ☐ Cistatina C (incl. eGFR) S ☐ Creatinina (incl. eGFR) S ☐ Urea S ☐ Urati S ☐ Clearance Creatinina + 24 ☐ Volume urinario (ml): _____	Fegato e Pancreas S ☐ Fosfatasi alcalina S ☐ ALAT S ☐ ASAT EP ☐ Ammoniemia * S ☐ Amilasi totale S ☐ Amilasi pancreatica S ☐ Bilirubina diretta S ☐ Bilirubina indiretta S ☐ Bilirubina totale S ☐ Colinesterasi ° S ☐ Ceruloplasmina S ☐ Acidi biliari totali S ☐ Gamma-GT S ☐ LDH S ☐ Lipasi Cuore e Muscoli S ☐ Troponina I, ultra-sensibile S ☐ CK (Creatina chinasi totale) S ☐ NT-proBNP S ☐ Galectina-3 Lipidi e Arteriosclerosi S ☐ Apolipoproteina A1 S ☐ Apolipoproteina B S ☐ Colesterolo S ☐ Colesterolo HDL S ☐ Colesterolo non HDL S ☐ Colesterolo LDL, misurato S ☐ Trigliceridi FP ☐ Omocisteina ★ S ☐ Lipoproteina(a) S ☐ sdLDL (LDL bassa densità) ° Metabolismo osseo EP ☐ C-telopeptide (CTX)° ☐ S ☐ Fosfatasi alcalina ossea S ☐ Osteocalcina * EP ☐ P1NP ° ☐	Diabete e Metabolismo del glucosio FP ☐ Glucosio (a digiuno) ★ FP ☐ Glucosio (post-prandiale) EV ☐ HbA1c S ☐ Fruttosamina S ☐ Peptide C ★ S ☐ Insulina ★ S ☐ Indice-HOMA ★ + FP ☐ Carico di glucosio (oGTT secondo l'OMS): FP ☐ Glucosio a digiuno ★ FP ☐ Glucosio 60 min. Carico di glucosio (oGTT gravidanza): FP ☐ Glucosio a digiuno ★ FP ☐ Glucosio 60 min. FP ☐ Glucosio 120 min. Proteine S ☐ Albumina S ☐ Alfa-1-Antitripsina S ☐ Preatbumina S ☐ Proteine totali Metaboliti HP ☐ Bicarbonato (attenersi alle specifiche indicazioni preanalitiche) FP ☐ Lattato ★ Gravidanza S ☐ HCG nel siero (gravidanza) S ☐ Diagnosi di preeclampsia a partire dalla 20ª SDG (sFt-1, PIGF) SDG Giorni + Stomaco S ☐ Rapporto Pepsinogeno I/II ★ *

Materiale

S Siero con gel separatore	FP Plasma fluoruro	Sp Urina spontanea nativa	St Feci native
NS Siero nativo (senza Gel)	FV Sangue intero fluoruro	SpHCl Urina spontanea con HCl	
EP Plasma EDTA	HP Plasma eparinato	24 Urina nelle 24 ore, nativa	
EV Sangue intero EDTA	HV Sangue intero eparinato	24HCl Urina nelle 24 ore con HCl	
CP Plasma citrato (1:10)	SS Siero per oligoelementi		☒ Corretto
CV Sangue intero citrato (1:5)	SH Eparina per oligoelementi		☒ Errato
			☐ Refrigerato
			☐ Congelato
			☒ Protetto dalla luce
			☒ A digiuno
			☐ Prelievo di sangue al mattino

Polmone	Marker tumorali	Allergologia	Urine
S ☐ ACE (enzima di conversione dell'angiotensina) °	S ☐ AFP (Abbott)	S ☐ IgE totale	Esame urine
Vitamine	S ☐ β2-microglobulina (Abbott)	S ☐ sx1 Screening inalanti, IgE	Sp ☐ Stick urina (se pos.→ Sed. Urin.)
S ☐ 25-OH-Vitamina D	S ☐ CA 125 (Abbott)	S ☐ fx5 Screening alimenti, IgE	Sp ☐ Sedimento urinario
S ☐ 1,25-diOH-Vitamina D	S ☐ CA 15-3 (Abbott)	S ☐ rx1 Miscela stagionale, IgE	Sp ☐ Stick urina + Sed. urinario
EV ☐ Vitamina B1 ° ✱	S ☐ CA 19-9 (Abbott)	S ☐ rx2 Miscela perenne 1, IgE	Sp ☐ Emazie dimorfiche
EV ☐ Vitamina B6 ° ✱	S ☐ CEA (Abbott)		Proteine
S ☐ Vitamina A °	S ☐ CYFRA 21-1 (Abbott)	S ☐ Allergeni singoli:	Sp ☐ Albumina (U-spot)
Oligoelementi	S ☐ HCG Tumormarker (DiaSorin)		24 ☐ Albumina (Urina 24h)
SS ☐ Rame °	S ☐ HE4 (Abbott) *		Sp ☐ Proteine (U-spot)
SH ☐ Rame in sangue intero °	S ☐ Indice ROMA *		24 ☐ Proteine (Urina 24h)
SS ☐ Selenio °	S ☐ NSE (Abbott) ↓		
SH ☐ Selenio in sangue intero °	S ☐ PSA totale (Abbott)		Metaboliti
SS ☐ Zinco °	S ☐ PSA libero/PSA totale (Abbott)		SpHCl ☐ Glucosio (U-spot)
SH ☐ Zinco in sangue intero °	S ☐ Proteina S-100 (DiaSorin) *		24HCl ☐ Glucosio (Urina 24h)
Endocrinologia	S ☐ SCC (Abbott)		Sp ☐ Ac. urico (U-spot)
Tiroide	S ☐ TPA (DiaSorin) ↓		24 ☐ Ac. urico (Urina 24h)
S ☐ TSH	Immunologia		Sp ☐ Urea (U-spot)
S ☐ TSH-Reflex (fT3, fT4 se TSH pat.)	Immunoglobuline		24 ☐ Urea (Urina 24h)
S ☐ T3 libero	S ☐ IgA		Sp ☐ Creatinina (U-spot)
S ☐ T4 libero	S ☐ IgG		24 ☐ Creatinina (Urina 24h)
S ☐ Anti-TG	S ☐ IgM		Elettroliti
S ☐ Anti-TPO	Complemento		Sp ☐ Calcio (U-spot)
S ☐ Ac anti-recettore TSH	S ☐ Complemento C3		24HCl ☐ Calcio (Urina 24h)
S ☐ Tireoglobulina	S ☐ Complemento C4		Sp ☐ Cloro (U-spot)
S ☐ T-Uptake *	Diagnostica autoimmune		24 ☐ Cloro (Urina 24h)
Ormoni	S ☐ Anti-CCP		Sp ☐ Potassio (U-spot)
EP ☐ ACTH ✱	S ☐ Fattore reumatoide		24 ☐ Potassio (Urina 24h)
EP ☐ Aldosterone ✱ ☐	Celiachia		SpHCl ☐ Magnesio (U-spot)
EP ☐ Renina attiva ✱ ☐	S ☐ Screening celiachia 1: Anti-Transglutaminasi IgA IgA totale		24HCl ☐ Magnesio (Urina 24h)
EP ☐ Rap. Aldosterone/Renina ✱ ☐	S ☐ Screening celiachia 2: Anti-Transglutaminasi IgA Anti-Gliadina deamidata IgA Anti-Gliadina deamidata IgG IgA totale		Sp ☐ Sodio (U-spot)
S ☐ Ormone anti-Mülleriano °	Diagnostica gammopatie		24 ☐ Sodio (Urina 24h)
S ☐ Androstenedione	S ☐ Esame completo: Elettroforesi proteica ° Immunofissazione ° Catene leggere libere, kappa° Catene leggere libere, lambda°		SpHCl ☐ Fosfati (U-spot)
S ☐ Calcitonina ↓			24HCl ☐ Fosfati (Urina 24h)
S ☐ Cortisolo (7-9 h) ☐			
S ☐ Cortisolo (17-19 h)			Importante: per le urine raccolte nelle 24h, indicare il volume urinario.
S ☐ DHEA-S			Volume urinario (ml):
S ☐ Diidrotestosterone°			Screening droghe
S ☐ Estradiolo (Diasorin)			Sp ☐ Amfetamine
EP ☐ FGF23 ✱			Sp ☐ Barbiturici
S ☐ FSH °			Sp ☐ Benzodiazepine
S ☐ LH °			Sp ☐ Cannabis(THC)
S ☐ Rap. LH/FSH °			Sp ☐ Cocaina
S ☐ hGH (Ormone della crescita)			Sp ☐ EDDP (metabolita-metadone)
S ☐ IGF-1			Sp ☐ Oppiacei
S ☐ Progesterone			
S ☐ Prolattina ☐			
EP ☐ Paratormone intatto (Abbott)			
S ☐ SHBG			
S ☐ Testosterone totale ☐			
S ☐ Testosterone libero (calcolato) ☐			

☐ Ulteriori analisi: